

ALLES SPÜLT

ANLEITUNG ZUM PCR-TEST IN DER SCHULE

www.bmbwf.gv.at/allerspueilt

WICHTIG

30 MINUTEN VOR DEM TEST NICHT ZÄHNE PUTZEN, KAUGUMMI KAUFEN, TRINKEN, ESSEN ODER RAUCHEN.



SICHERE SCHULE
www.sichereschule.at

Bundesministerium
Bildung, Wissenschaft
und Forschung

COVID-19 NACHGEWIESEN
DIE SCHULE INFORMIERT DIE SCHÜLERIN/
DEN SCHÜLER, DIE ELTERN/
ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN UND DIE
ÖRTLICHE GESUNDHEITSBEHÖRDE.

COVID-19 NICHT NACHGEWIESEN
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH, GESUND BLEIBEN
UND WEITER DIE SCHULE BESUCHEN!


TESTRÖHRCHEN
MIT LÖSUNG



QR-CODES



SCHUTZBEUTEL



1

- Öffne das Teströhrchen
- Leere die Flüssigkeit in den Mund
- Spüle die Flüssigkeit 30 Sekunden im gesamten Mundraum im Kreis

2

- Spucke die Flüssigkeit in das Teströhrchen

3

- Verschiebe das Teströhrchen mit der Verschlusskappe

4

- Löse einen QR-Code vom Bogen
- Klebe ihn oben mittig auf den grünen Deckel des Röhrchens

5

- Gib die Probe in den Schutzbeutel und verschließe ihn gut

6

- Gib die Probe in den Sack.